

LANZAMIENTO



Conexión Bluetooth para exportación de datos.



Bootloader para la actualización remota del software del contador.



Medidor portátil **CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, SALINIDAD y STD**



DM-30P

NUEVA PANTALLA

Toda la información del análisis en una sola pantalla:

- Constante celular;
- Temperatura de la muestra;
- Iconos de alarma;
- Aviso de calibración.

VERSATILIDAD

- Acceso rápido a la información y navegación intuitiva;
- Memoria con capacidad para 2000 registros;
- Conector USB-C para transmisión de datos y eliminador de batería.






CONECTORES

DIN para sensor

USB-C para comunicación
o adaptador de 90 a 240 Vca



ACOMPAÑA

- Maletín de transporte;
- Celda de conductividad $k = 1 \text{ cm}^{-1}$;
- Solución estándar de conductividad $1.412 \mu\text{S/cm}$;
- Software de adquisición de datos versión APP y PC;
- Batería de 9 Vcc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEDIDOR

Rango de conductividad	Para $k=0,1 \text{ cm}^{-1}$: 0,0 a 2 mS/cm Para $k=1,0 \text{ cm}^{-1}$: 0,0 a 20 mS/cm Para $k=10,0 \text{ cm}^{-1}$: 0,0 a 500 mS/cm
Rango de resistividad	Para $k=1,0 \text{ cm}^{-1}$: 0,01 a infinito $\Omega\text{-cm}$ Para $k=10,0 \text{ cm}^{-1}$: 2 a infinito $\Omega\text{-cm}$
Rango de salinidad	0 a 80 ppt (partes por mil) 200 a 300.000 ppm 0 a 30 %
Rango STD	0 a 14.000 ppm

GENERAL

Indicación	Display gráfico LCD 128 x 128 pontos
Salida digital	USB-C
Comunicación	USB-C/Bluetooth
Grado de protección	IP-67
Material del gabinete	ABS V0
Alimentación	Batería de 9 Vcc o eliminador de batería
Tiempo de uso de la batería	60 h
Dimensiones del contador	106 x 82 x 192 mm (LAP)
Dimensiones del maletín	440 x 405 x 146 mm (LAP)
Peso total	3 kg



Consúltenos para personalización.

MODELOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS ESPECÍFICA

Etanol	DM-30P-ET	Agua desmineralizada	DM-30P-AD
Con celda de polipropileno	DM-30P-010P	Con celda de acero inoxidable	DM-30P-001XTX
Zona clasificada	DM-3P-EX		



CONOZCA
Digimed



Rua Marianos, 227 - Vila Gea - São Paulo/SP
CEP: 04691-110

+55 (11) 96477-0708

internacional@digimed.ind.br

www.digimed.ind.br

